

Комфорт и естественность для вашего пациента - прибыльно и престижно для вас.

Наименование продукта:	ace Q59
Цвет:	Светло-розовый / Тёмно-розовый; A2 / A3 / A3,5 (в соответствии со шкалой оттенков VITA)
Упаковка:	Россыпью, 100 г продукта.
Характеристика:	Гомополимер полиоксиметилена для использования методом инъекционного литья, с добавлением высококачественных красителей в прозрачных оттенках. ace Q59 - эстетичен, освобожденный от мономеров, гипоаллергичный, оптимально жёсткий, эластичный, легко полируемый.
Предназначение использования:	Медицинский продукт 1 класса в соответствии с MDD 93/42EEC Для производства бюгельных конструкций, эстетических кламеров, временных мостов и коронок, ортодонтических конструкций. Материал предусмотрен для использования со всеми моделями аппаратов технологии инъекционного литья.
Параметры использования:	- Температура плавления: 220 °C - Время перед инъекцией и время нагрева: Таймер 1: 20 минут Таймер 2: 2 минут - Поддержание давления во время охлаждения: Таймер 3: 20 минут - Инжекционное давление: 6 / 7 бар Для подробного описания использования материала ace Q59 с аппаратом EVOX V8 фирмы EVOLON смотрите Техническое Руководство машины EVOX V8. Для использования с EVOX V8 Программа 11. Для корректного использования материала ace Q59 и полного комплекта инъекционной технологии фирмы EVOLON рекомендован курс обучения технологии на базе фирмы EVOLON, или на базе авторизованных дилеров EVOLON.
Содержание изделия:	Рекомендовано очищать протезы ace Q59 в растворе концентрированного порошка D-Cleaner 306 (продукция фирмы EVOLON)

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ:**

Ингаляции: избегайте вдыхание паров вследствие нагревания материала. В случае ингаляции, немедленно выйти на свежий воздух. Оценить необходимость искусственного дыхания и обеспечить немедленное медицинское вмешательство.
Контакт с глазами: немедленно промойте глаза проточной водой в течение по крайней мере 15 минут. Если раздражение развивается, обращайтесь немедленно за медицинской помощью.
Контакт с кожей: если контакт происходит, кожу немедленно промойте холодной водой. Не пытайтесь удалить материал с кожи или с загрязненной одежды, так как возможны повреждения и разрывы. Носить защитные перчатки. В мерах профилактики должен быть легко доступен душ.

**ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
В СУХОМ, ЧИСТОМ И ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ МЕСТЕ.
НЕ ЭКСПОНИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.
ДЕРЖИТЕ ВДАЛЕКЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ВОСПАЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ.
ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.**

   **Только для профессионального использования**

Уважаемые партнёры,
Вы выбрали высококачественный продукт фирмы EVOLON Ltd.
Благодарим вас за доверие к нашим материалам и за ваш выбор в пользу фирмы EVOLON.

Для максимальной эффективности процесса производства и высоких эстетических результатов мы рекомендуем использование нашего аппарата для инъекционного литья EVOX V8, а так же комплекс всего спектра успешных материалов инъекционной технологии, специально разработанных для эффективного совместного использования. Вы извлечете реальную пользу из обширного опыта, накопленного фирмой EVOLON в процессе разработки и внедрения набора продукции этой системы.
В случаи возникновения дополнительных вопросов по технологии и комплекту материалов, просим обратиться к вашему местному представителю фирмы EVOLON за дополнительной информацией и подробностями. EVOLON предоставляет всестороннюю техническую поддержку. Всегда к вашим услугам.

С уважением,

Отдел поддержки и обслуживания
компании EVOLON

Важное примечание: Практическое использование материала пользователем без какого-либо контроля со стороны Компании, следовательно, попадает под ответственность самого пользователя. Любая ответственность за нанесённый вред или понесённые убытки ограничивается стоимостью продукции, представленной Компанией и использованной пользователем.