



D-Cleaner 306

Соблюдение гигиенических мероприятий гарантирует длительную функциональность изделия и уверенное, свежее дыхание.



D-Cleaner 306 Экономно Комфортно Гигиенично

12 дозированных пакетиков - упаковка рассчитана на 3 месяца использования одним пациентом.

Концентрированный высококачественный препарат для эффективной очистки всех видов стоматологических съёмных конструкций. Создан с учетом особых физико-химических свойств стоматологических термопластов.

D-Cleaner 306 - препарат тройного действия

Увеличение эффективности и упрощение гигиенического содержания протеза пациентом. Раствор препарата активно очищает и удаляет неприятный запах, зубной налет и пигментацию со съёмных протезов, капп и ортодонтических конструкций.

Поддержание физических качеств изделия: предотвращение деградации полимера под воздействием термических, химических и других факторов и предотвращение объемного расширения термопластов вследствие их гидрофильной природы.

Сохранение эстетического уровня изделия за счёт поддержания и реабилитации цветовых оттенков и прозрачности материалов.

Рекомендован к использованию в ультразвуковых приборах, как в клинике и лаборатории, так и в индивидуальных ультразвуках*.

Ультразвуковые колебания синергируют эффект химических реактивов.

Использование раствора **D-Cleaner 306** **рекомендовано** для очистки протезов перед починкой или перебазировкой в гигиенических целях, а также в целях общей профилактики изделия.

Инструкция по применению:

Растворить содержимое пакетика **D-Cleaner 306** в 100 мл тёплой воды. Приготовленный раствор необходимо поместить в тщательно промытый стакан ванночки ультразвука. Раствор годен к применению в течение 7-10 дней. По окончании указанного срока необходимо приготовить к применению свежий раствор. Рекомендуемое время чистки съёмных протезов с помощью ультразвуковых колебаний – 15 минут.

Съёмные протезы из гибких термопластов воспрещается чистить любыми видами щёток, а рекомендуется только тщательно промывать перед погружением в раствор и после. Акриловый же протез следует тщательно промыть мягкой щёткой под проточной водой до, и после очистки в растворе. Для удаления пятен с протеза оставьте его в растворе на ночь, не включая ультразвук.



до очистки



после очистки

Ультразвук для личного пользования – индивидуальная ванночка для хранения и чистки съёмных * стоматологических конструкций с помощью химических реагентов (порошка D-Cleaner 306) и ультразвуковых колебаний

Поставщик: ООО «Ирбис-А», (499) 418-01-35, (916) 900-54-85, (916) 606-93-89